



Zavaděč endotracheální rourky PRO Breathe

Návod k použití

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Zavaděč endotracheální rourky slouží k zavedení ET rourky do dýchacích cest pacienta během intubace nebo k výměně rourky. Jeho účelem je zlepšit kontrolu při nasměrování ET rourky v průběhu běžné nebo obtížné intubace. Zdravotnický prostředek mají používat pouze kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci.

INDIKACE

Kontraindikace

- Nepoužívejte, pokud není vstup do trachey při laryngoskopii viditelný nebo patrný.
- Nepoužívejte, pokud není možné pacientovi do dýchacích cest zavést laryngoskop.

Nežádoucí účinky

- Nesprávné zavedení by mohlo způsobit poškození epiglottis a perforaci trachey, průdušek nebo plic.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte všechna upozornění a pokyny. Nesprávné použití může vést k vážnému či fatálnímu onemocnění nebo zranění. Tento zdravotnický prostředek mají používat výhradně kvalifikovaní odborní pracovníci. Veškeré závažné příhody, k nimž v souvislosti s prostředkem došlo, je třeba nahlásit výrobci a kontrolnímu úřadu v místě působení uživatele.

- Nepoužívejte, pokud je sterilní obal poškozen nebo byl před použitím nezáměrně otevřen.
- Nepoužívejte, pokud je zdravotnický prostředek poškozen nebo má nesprávný tvar.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Příslušnou velikost zavaděče je třeba zvolit tak, aby odpovídala parametřům pacienta.
- Endotracheální zavaděč je třeba před použitím lubrikovat.
- Zavádět se má opatrně, aby nedošlo k poškození epiglottis, glottis a trachey.
- Tento výrobek obsahuje bis(2 ethylhexyl) ftalát (DEHP). DEHP je podle klasifikace Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) karcinogenem skupiny 2B. Tato chemická látka může způsobovat vývojovou toxicitu, reprodukční toxicitu u mužů a chronickou hepatotoxicitu. Používá-li se podle indikace, expozice stopovému množství DEHP bude velice omezená.
- K dispozici nejsou žádné přesvědčivé klinické důkazy o tom, že by tento stupeň expozice zvyšoval klinické riziko. Aby se však toto riziko snížilo na minimum, děti, těhotné ženy a kojící ženy se mají používat výrobků obsahujících DEHP vyhnout.
- Zdravotnický prostředek je určen k jednorázovému použití. Nepoužívejte jej, nepracováváte ani nesterilizujete opakovaně. S opakovaným použitím zdravotnických prostředků určených k jednorázovému použití souvisí riziko přenosu infekce mezi pacienty. Opakované použití těchto prostředků může ohrozit integritu, funkčnost nebo klinickou účinnost prostředku.
- Výrobek a obal zlikvidujte v souladu s národními směrnicemi. Pokud se vyskytne kontraindikace, jež není uvedena v těchto pokynech, prostředek nepoužívejte / neprodleně přestaňte používat a co nejdříve o tom uvědomte dodavatele.

pro-breathe™

POKYNY PRO POUŽITÍ

Tyto pokyny jsou návodem k použití, jenž je určen pro kvalifikované odborné pracovníky. Návod má zajistit bezpečné a správné používání výrobku.

- Vyjměte zavaděč endotracheální rourky z obalu a na jeho konec naneste lubrikační přípravek.
- Pomocí laryngoskopu odsuňte epiglottis, konec zavaděče umístěte pod ni a začněte jej zasunovat ve směru hlasivek.
- Opatrně pokračujte v zavádění do trachey. Je možné, že při zasunování budete cítit tracheální prstenec.
- Vyjměte laryngoskop, nasuňte lubrikovanou ET rourku na zavaděč a skrze larynx ji zaveďte do trachey.
- ET rourku přidržte na místě a opatrně zavaděč vyjměte.
- Zavaděč slouží ke zlepšení kontroly při směřování ET rourky v průběhu běžné nebo obtížné orální intubace, kdy není vstup do laryngu zcela viditelný.

PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

- Uchovávejte na temném, chladném a suchém místě.
Teplota: 15 °C až 49 °C.
Vlhkost: < 90 %.
- Chraňte výrobek před vlhkostí a nadměrným teplem. Zabraňte delšímu vystavení ultrafialovému, slunečnímu a fluorescenčnímu světlu.
- Uchovávejte vhodným způsobem, aby nedošlo k rozdrčení výrobku.

MOŽNOSTI VARIANT A VELIKOSTÍ

Č. části	Název	Konec	Velikost
PBB6CH535	Zavaděč ET rourky PRO Breathe (Bougie)	Zakřivený	6 Fr / 535mm
PBB10CH700	Zavaděč ET rourky PRO Breathe (Bougie)	Zakřivený	10 Fr / 700mm
PBB15CH700	Zavaděč ET rourky PRO Breathe (Bougie)	Zakřivený	15 Fr / 700mm
PBBH10CH700	Zavaděč ET rourky PRO Breathe (Bougie)	Ventilovaný	10 Fr / 700mm
PBBH15CH700	Zavaděč ET rourky PRO Breathe (Bougie)	Ventilovaný	15 Fr / 700mm

Distributor ČR:
BEXAMED s.r.o.
Miranova 148/10,
102 00 Praha 10 – Hostivař,
www.bexamed.cz
Poslední revize textu: leden 2025

Distributed by:

PROACT Medical Ltd

9-13 Oakley Hay Lodge, Great Folds Road,
Oakley Hay Business Park
Corby, Northants, NN18 9AS, UK
Tel: +44 (0)1536 461981 E-mail: sales@proactmedical.co.uk

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
511484 Panyu, Guangzhou
People's Republic of China

Distribué par:

PROACT Medical SAS

E-mail: ventes@proactmedical.fr

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraß e80
20537 Hamburg
Germany

