

TRANSONIC GEL

CS. ULTRAZVUKOVÝ GEL

Gel pro ultrazvukovou diagnostiku a terapii.

REF				ml	Balení	Dávkováč
Modré	G-15	Bezbarvý	GC-15	250	Láhev	
	G-15/05		GC-15/05	500	Láhev	
	G-15/1		GC-15/1	1000	Láhev	
	G-15/5		GC-15/5	5000	Pružný zásobník	
	G-15/5RB		GC-15/5RB	5000	Pevný zásobník	

INSTRUKCE K POUŽITÍ

1. Pokud je třeba, očistěte a osušte místo, na kterém budete gel aplikovat.
2. Naneste na zvolené místo a jednoduše rozetřete.
3. Odstraňte ubrouskem na jedno použití a vyhodte přípravek dle příslušného protokolu.

U nádoby o velikosti 5 l před použitím nasadte na nádobu namísto víčka dávkovací pumpu nebo trysku a s její pomocí naplňte 250ml láhev dodávanou společně s produktem.

DOBA POUŽITÍ

Maximální doba použití je 60 minut.

UPOZORNĚNÍ

Tento produkt může používat pouze oprávněný lékařský personál, nebo personál mající svolení používat ultrazvukový gel – Dodržujte instrukce ohledně používání a odstranění přípravku – Pokud je to možné, neaplikujte ultrazvukový gel na poraněnou pokožku – Nevhodné použití nebo nesprávná aplikace ultrazvukového gelu může způsobit potíže, nebo snížit účinnost terapie – Doporučená teplota pro používání gelu se pohybuje mezi 5°C (41°F) a 40°C (104°F) – Nesterilní produkt. Produkt nelze sterilizovat – Zkontrolujte doporučené datum spotřeby uvedené na obale.

ODSTRANĚNÍ

- Produkt je třeba odstranit v souladu s nemocničními protokoly pro kontaminovaný odpad v souladu s platnou normou.
- Likvidaci obalu proveďte v souladu s pokyny pro nakládání s recyklovatelným odpadem.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ZÁRUKY

TELIC, S.A.U. ručí za to, že produkt splňuje požadavky Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích a že byl vyroben v souladu s postupy pro řízení jakosti společnosti TELIC, S.A.U., jež je držitelem certifikátu ISO 13485. TELIC, S.A.U. Se zřídka veškeré odpovědnosti v souvislosti s lékařskými náklady a přímými či nepřímými škodami způsobenými chybějící funkcí nebo špatným fungováním produktů v případě, že jsou používány v rozporu s uživatelskými instrukcemi. Doporučujeme v případě jakéhokoli problému s fungováním, nebo v případě defektu informovat o této skutečnosti Oddělení záruky jakosti TELIC, S.A.U. (incidents@telic.es). V případě závažného incidentu ve spojitosti s produktem je třeba takovou událost ihned nahlásit TELIC, S.A.U. a/nebo kompetentnímu orgánu členského státu, kde k incidentu došlo.

TRANSONIC GEL



	Marcado CE - CE marking - Marquage CE - Marcatura CE - CE-Kennzeichnung - Marcação CE - Označení CE - يحمل علامة CE
	Latex free - Latex free - Sans latex - Senza lattice - Latexfrei - Sem látex - Bez latexu - خالي من اللاتكس
	Consultense las instrucciones de uso - Consult instructions for use - Consulter le mode d'emploi - Consultare le istruzioni per l'uso - Siehe Gebrauchsanweisung - Consultar as instruções de utilização - Instrukce k použití - راجع تعليمات الاستخدام
	Producto Sanitario - Medical device - Dispositif médical - Dispositivo medico - Medizinprodukt - Produto sanitário - Zdravotnický produkt - منتج طبي
	Tiempo límite de uso - Time limit for use - Délai d'utilisation - Tempo limite di utilizzo - Innerhalb dieses Zeitraums verwenden - Prazo limite de utilização - Omezená doba použitelnosti - الحد الأدنى لوقت الاستخدام
	No reutilizar - Do not re-use - Ne pas réutiliser - Non riutilizzare - Nicht wiederverwenden - Não reutilizar - Nepoužívejte znovu - لا يُعاد الاستخدام
	Límites de temperatura - Temperature limits - Limites de température - Intervallo di temperatura - Temperaturgrenzen - Limites de temperatura - Teplotní limity - حدود درجة الحرارة
	Mantener a resguardo de la luz solar - Keep away from sunlight - Maintenir à l'abri du soleil - Tenere al riparo dalla luce solare - Vor Sonnenlicht schützen - Manter ao abrigo da luz solar - Udržujte mimo dosah slunečního světla - يُحفظ بعيداً عن أشعة الشمس
	Manténgase seco - Keep dry - Garder au sec - Tenere all'asciutto - Trocken lagern - Manter seco - Udržujte suché - يُحفظ جافاً
	Tapón dosificador - Dispensing cap - Bouchon de dosage - Tappo dosatore - Dosierkappe - Tampão doseador - Dávkovací zátka - غطاء موزع الجرعات
	Cánula dosificadora - Dispensing cannula - Canule de dosage - Cannula dosatrice - Dosierkanüle - Cândia doseadora - Dávkovací kanyla - قنية موزع الجرعات
	Bomba dosificadora - Dosing pump - Pompe de dosage - Pompa dosatrice - Dosierpumpe - Bomba doseadora - Dávkovací pumpička - مضخة توزع الجرعات



TELIC, S.A.U.
Polígono Industrial Can Barri
C/ Moli d'en Barri, 7
08415 Bigues i Riells
Barcelona, España
www.telic.es

WITH THE GUARANTEE OF
TELIC GROUP

-20210209-