

Pátevní deska Laerdal BaXstrap – uživatelská příručka

REF 982500, 982599, 982600 a 982699

Název značky: Pátevní deska Laerdal BaXstrap
 Běžný název: zádová deska / pátevní deska / dlouhá deska
 Popis: Prostředek pro imobilizaci páteře v celé délce těla

Popis prostředku: Pátevní deska Baxstrap je pevný, lehký prostředek pro imobilizaci páteře po celé délce těla.

Indikace pro použití: Používá se u pacientů s možným poraněním páteře k omezení pohybu a dalšího poranění během transportu.

Určené použití: Základní konstrukce pro použití s dalšími doplňkovými prostředky pro imobilizaci krční páteře a hlavy, která usnadňuje imobilizaci v neutrální poloze a transport dospělých i dětských pacientů.

Určení uživatele: Zdravotníci pracovníci, včetně záchranářů, zdravotnického personálu na pohotovosti a osob poskytujících první pomoc.

Prostředí určené pro použití: Prostředek BaXstrap lze používat v jakémkoli prostředí, jak uvnitř, tak venku, a to i ve vodě.

Znamé vedlejší účinky: Diskomfort během transportu, možné podráždění kůže nebo proleženiny, pokud pacient není správně sledován.

Kontraindikace: Nejsou známé

 **Poznámky**
 Uvádí důležité informace o výrobku nebo jeho provozu.

- Vždy dodržujte místní protokoly pro přepravu pacientů a techniky imobilizace.
- Při výrobě nebyl použit přírodní gumový latex.
- Výrobek nenarušuje snímkování páteře při rentgenovém, CT a MRI vyšetření.
- Pokud dojde k jakékoli závažné poruše, nežádoucí příhodě nebo zhoršení funkčnosti nebo výkonu zařízení, neprodleně kontaktujte zástupce společnosti Laerdal. Zároveň by měl být informován i místně příslušný kompetentní úřad.

Varování

Uvádí stav, nebezpečí nebo nebezpečný postup, který může vést k vážnému zranění nebo smrti.

- Prostředek BaXstrap před prvním použitím i před každým použitím u pacienta zkontrolujte.
- Věnujte dostatečnou pozornost spodní části konce hlavy.
- Pokud se na výrobku objeví propíchnutí, zlomené kalíky nebo praskliny, okamžitě jej přestaňte používat.
- Zajistěte pacienta pomocí popruhu.

Upozornění

Uvádí stav, nebezpečí nebo nebezpečný postup, který může vést k lehkému zranění osob nebo poškození výrobku.

- Prostudujte si pozorně všechny pokyny. Tento návod není určen a v žádném případě nepředstavuje doporučení pro léčbu ani pokyny k výkonu nebo výuce lékařských postupů ani nepředstavuje či neuděluje žádná práva, zdravotnické pokyny nebo oprávnění.
- Tento prostředek a další pomocné prostředky pro imobilizaci páteře smí používat pouze osoba, která absolvovala příslušné školení.
- Pátevní desky by měly být odebrány, jakmile je to možné z klinického hlediska.

- Pátevní desky by měly být používány pouze v případě, že to vyžaduje místní protokol.
- Délku nenastavitelného popruhu lze zkrátit omotáním kolem rukojeti prostředku BaXstrap.

Pokyny pro použití

1. Pomocí vhodného prostředku k imobilizaci krku imobilizujte krční páteř.
2. Za účasti vhodného počtu osob umístěte pacienta na pátevní desku BaXstrap.
3. Abyste zabránili pohybum pacienta ve všech směrech (nahoru, dolů, doleva nebo doprava), řádně ho k pátevní desce BaXstrap připestejte/ připestejte.
4. Pomocí vhodného prostředku k imobilizaci hlavy upevněte hlavu k pátevní desce BaXstrap.
5. Zajistěte imobilizaci hlavy, krku, trupu a pánve v přímé linii v neutrální poloze.

Čištění: Nesterilní. Snese čištění v roztoku mýdla a vody (1 : 16) a v roztoku domácího bělicho prostředku a vody (1 : 100).

Technické údaje	
Provozní a skladovací teplota	-34 °C až +52 °C (-29 °F až +126 °F)
Provozní a skladovací vlhkost	5–95 % RV, nekondenzující.
Doba uchovávání	3 roky
Očekávaná životnost	5 let 300 cyklů použití Poznámka: Toto je založeno na průměrné hmotnosti pacienta 150 kg a definované metodě dekontaminace.
Maximální zatížení	200 kg
Přehled symbolů	
	Tento zdravotnický prostředek splňuje obecné požadavky na bezpečnost a účinnost podle nařízení (EU) 2017/745 pro zdravotnické prostředky.
	Zdravotnický prostředek

Omezená záruka výrobku je 5 let.
 Podmínky a ustanovení naleznete v příloženém dokumentu „Všeobecná záruka společnosti Laerdal“. Text záruky je rovněž k dispozici na webu www.laerdal.com.