

# ChitoSAM™100

**SAM**<sup>®</sup>  
MEDICAL

100% CHITOSANOVÉ HEMOSTATICKÉ KRYTÍ

POUZE PRO DOČASNÉ VNĚJŠÍ POUŽITÍ

K zástavě středně těžkého až těžkého krvácení a ošetření externích odřenin a tržných ran.

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Použijte odpovídající velikost a počet krytí v závislosti na ploše rány a intenzitě krvácení.
2. Krytí přiložte přímo na ránu.
3. K zástavě krvácení pevně přitlačte po dobu 3 minut. Zajistěte vhodným vnějším obvazem, udržujte tlak na ránu.

### UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ:

Nepřikládejte na oči.  
Obsahuje chitosan z koryšů.

Po odstranění vypláchněte zbytky krytí z rány sterilním fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou.

### VAROVÁNÍ:

**Pokud hrozí alergie na koryše, poraďte se se svým lékařem.**

**Krytí musí být odstraněno do 24 hodin.**

- Neobsahuje latex přírodního kaučuku
- Neprovádět opětovnou sterilizaci
- Nepoužívat opětovně
- Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno nebo otevřeno

<b>REF</b>	<b>CT101-A-EN / 10 cm × 10 cm (4 palce × 4 palce)   Jednovrstvé hemostatické krytí</b>
<b>REF</b>	<b>CT101-B-EN / 7,6 cm × 1,22 m (3 palce × 4 stopy)   Hemostatické krytí složené do Z</b>
<b>REF</b>	<b>CT101-C-EN / 7,6 cm × 1,83 m (3 palce × 6 stop)   Hemostatické krytí složené do Z</b>

VYROBENO NA TCHAJ-WANU

Výrobce  
BenQ Materials Corporation  
29, Jianguo E. Road, Gueishan Taoyuan, Tchaj-wan,  
Čínská republika  
+886.3.374.8800  
benqmaterials.com

CE 2460

EC REP

Obelis S.A, Bd. Général Wahis, 53,  
1030 Brusel, Belgie

Distributor:  
SAM Medical Products®  
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200  
Tualatin, OR 97062 USA  
+1 503.639.5474

[sammedical.com](http://sammedical.com)

### LEGENDA ZNAČEK

Výrobce	
Kód dávky	
Katalogové číslo	
Nepoužívat opětovně	
Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno	
Neprovádět opětovnou sterilizaci	
Neobsahuje latex přírodního kaučuku	
Rozsah teplot	
Sterilizováno ozářením	
Použit do data	
Chránit před vlhkem	
Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství	
Zdravotnický prostředek	
Chránit před slunečním zářením	
Označení CE	
Dovozce	

CT-US-CZ-1  
DATUM VYDÁNÍ: 2021-06