



VIDEO LARYNGO SKOP

BF-DP

Různé možnosti použití.

Různé jednorázové čepele pro MAC, MIL a obtížné dýchací cesty.

Jednoduchá dokumentace.

Zachycení obrázků a videí pomocí ovládání jedním tlačítkem.

Uživatelsky přívětivé ovládání.

Kamera proti zamlžování, mini HDMI výstup pro školení.

Dlouhotrvající baterie

Integrovaná baterie s výdrží více než 120 minut. Dobíjecí.

Školící podmínky

Mini-HDMI pro živé streamování na externí monitor a USB-C pro přenos souborů do počítače nebo notebooku. Ideální pro školení.

Jednoduchá dokumentace.

Zdokumentujte intubaci pomocí integrované paměťové karty, která pojme přes 400 videozáznamů nebo více než 3 miliony snímků.

Různé možnosti použití.

Skvělá flexibilita díky široké škále jednorázových čepelí pro různé patientské skupiny. MIL 0, MAC 1, MAC 2, MAC 3 a MAC 4, stejně jako specializovaná čepel pro obtížné intubace (Difficult Airway).

Uživatelsky přívětivé ovládání.

Snadné použití díky integrovanému dotykovému displeji. Nastavení osvětlení, kontrastu a správy barev.

Navrženo pro praváky i leváky.

Umožněno díky jasnému a centrálnímu uspořádání obrazovky.

Vysoce kvalitní materiály.

Monitor a rukojeť jsou vyrobeny z speciální slitiny hliníku, která zajišťuje vysokou kvalitu, příjemný pocit a snadné čištění a dezinfekci.

HD kamera

S vynikajícím rozlišením 1280 x 720 px.



dostupné konfigurace.

Videolaryngoskop BF-DP je k dispozici ve dvou různých sadách: jedna pro dospělé (MAC) a jedna pro novorozence (MIL). Rukojeti jsou k dispozici také samostatně, což umožňuje uživatelům dokončit druhou sadu a pokrýt obě pacientské skupiny.



Verze MAC



Verze MIL

Komponenty a spotřební materiál.



3.5" Touchscreen Monitor



Rukojeť MAC pro MAC 1 -
MAC 4 a DMA.



Rukojeť pro novorozence
pro čepel MIL0.



MIL 0

MAC 1

MAC 2

MAC 3

MAC 4

Difficult
Airway

technical specification.

Díly	Popis	Technical Index
Monitor	Obrazovka	3.5" Touchscreen
	Rozlišení	960 x 640 (RGB)
	Úhel pohledu	> 70°
	Napájení	< 3W
	Úhel otáčení Levý/pravý Přední/zadní	270° - 270° 190 - 190°
	Konektivita	Mini HDMI současně
Kamera	Osvětlení	> 150 LUX
	Resolution	1280 x 720
Funkce obrázků / videí	Funkce obrázků / videí	Yes (with playback)
	Výstup	USB-C to Computer
	Typ paměti	MicroSD 128GB
Baterie	Typ baterie	Rechargeable Lithium Battery
	Kapacita	3.7V / 1450 mAh
	Životnost baterie	ca. 500x
	Doba provozu baterie	> 120 minutes
	Čas nabíjení	< 2 hours
	Port	USB-C

REF	Popis	Aplikace	
I-VL-01-0001	SET MAC	Monitor + Handle MAC	SET
I-VL-01-0002	SET MIL	Monitor + Handle MIL	
I-VL-02-0001	3.5" Touch- screen	LCD Monitor	KOMPONENTA
I-VL-02-0002	Adult Handle for MAC 1- 4 blades & DMA		
I-VL-02-0003	Neonate Handle for MIL 0 blade		
I-VL-03-001	Miller 0	Neonate	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
I-VL-03-002	MAC 1	Pediatric	
I-VL-03-003	MAC 2	Malý dospělý	
I-VL-03-004	MAC 3	Dospělý	
I-VL-03-005	MAC 4	Velký dospělý	
I-VL-03-006	DMA	Difficult Airway	

Kontaktujte svého místního distributora:

