

Návod k použití

Gel na popáleniny BurnFree

60B, 120B, SD135

POPIS VÝROBKU

Gel na popáleniny BurnFree je určen pro ošetření drobných popálení, opaření nebo spálenin od slunce

- Pomáhá zmírnit bolest,
- Chrání ránu před kontaminací
- chladí a uklidňuje pokožku,
- je rozpustné ve vodě a nepřilnavé

NÁVOD

Naneste větší vrstvu gelu BurnFree na postižené místo. Nevtírejte do pokožky. Gel na popáleniny Burnfree je neúčinnější, pokud je nanesen v silnější vrstvě a je mu umožněn co největší a nejdelší kontakt s postiženou pokožkou. Minimální doba aplikace je 30 min. Podle potřeby můžete postup opakovat.

K použití pouze na vnější drobné popáleniny. Pokud stav přetrvává nebo se objeví infekce, vyhledejte lékaře

Uchovávání: Při teplotě 10°C - 40°C

Výrobce: Water-Jel Technologies LLC
50 Broad Street. Carlstadt, NJ 07072, USA

EC REP Safeguard International, Ltd.,
Willow Grove, Delgany, Co Wicklow,
A63 XY89, Ireland

Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.
Miranova 148/10
102 00 Praha 10 - Hostivař
www.bexamed.cz

Poslední revize textu: duben 2021

CE 2797